

Verfahren im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung nach DIN EN ISO 15189:2024

FB-QM-100/F

Gültig ab:

14.07.2026

Laborärzte Sindelfingen GbR
Vogelhainweg 4-6, 71065 Sindelfingen

Untersuchungen im Bereich:

Medizinische Laboratoriumsdiagnostik

Untersuchungsgebiete:

Klinische Chemie

Transfusionsmedizin

Immunologie

Humangenetik (Molekulare Humangenetik)

Mikrobiologie

Virologie

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Ristocetin Kofaktor Aktivität des von-Willibrand Faktors	Citratplasma	Direktagglutination	AMKC119I
von-Willebrand-Faktor (Aktivität)	Citratplasma	Plättchen-Agglutination	ANKC119I

Untersuchungsart:

Chromatographie - Flüssigkeitschromatographie (LC)^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Alprazolam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Alprazolam	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
a-Hydroxy-Alprazolam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
a-Hydroxy-Alprazolam	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Amisulprid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
7-Aminoflunitrazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
7-Aminoflunitrazepam	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Aminosäuren	Serum, Plasma	LC-MS/MS	AMPM144E
Amiodaron	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Desethyl-Amiodaron	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Amitriptylin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Aripiprazol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Dehydro-Aripiprazol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Amphetamin	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Amprenavir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Atazanavir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Atomoxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Benperidol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Benzoylcegonin	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Brexiprazol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Bromazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Bromazepam	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
3-Hydroxy-Bromazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
3-Hydroxy-Bromazepam	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Bromperidol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Buprenorphin	Urin, Vollblut, Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM182G
Bupropion	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
erythro-Dihydro-Bupropion	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Hydroxy-Bupropion	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
threo-Dihydro-Bupropion	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Cariprazin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Chlordiazepoxid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Chlorpromazin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Chlorprothixen, (Z)-	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Citalopram	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nor-Citalopram	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Clobazam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nor-Clobazam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J

Clomethiazol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Chlomipramin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nor-Chlomipramin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Clonazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
7-Amino-Chlonazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Clozapin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nor-Clozapin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Codein	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Cotinin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Cotinin	Urin	LC-MS/MS	AMPM182G
Cyclosporin A	Vollblut, EDTA-Blut	LC-MS/MS	AMPM186E
Darunavir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Delaviridin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Demoxepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Desipramin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
DHC	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Diazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nor-Diazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Dolutegravir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Dosulepin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
N-Desmethyl-Dosulepin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Doxepin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Doxepin	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Desmethyl-Doxepin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Duloxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
EDDP	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Efavirenz	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Elvitegravir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Estazolam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Ethylglukuronid	Urin, Serum	LC-MS/MS	AMPM164I
Etravirin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Everolimus	Vollblut, EDTA-Blut	LC-MS/MS	AMPM186E
Felbamat	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Fentanyl	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Flecainid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Flecainid	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Flunitrazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Flunitrazepam	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
7-Amino-Flunitrazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Desmethyl-Flunitrazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Fluoxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nor-Fluoxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Flupentixol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Fluphenazin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Flurazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Desalkyl-Flurazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Fluvoxamin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Folinsäure	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM157H
Folsäure	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM157H
Gabapentin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Guanfacin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Haloperidol	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Iloperidon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J

Imipramin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Indinavir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Lacosamid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Lamotrigin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Lamotrigin	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Levetiracetam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Levomepromazin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Lopinavir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Lorazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Lorazepam	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Lormetazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Loxapin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Lurasion	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Maprotilin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nor-Maprotilin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Maraviroc	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
MDA	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
MDEA	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
MDMA	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Medazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Melperon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Metanephrin	EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM198A
Methadon	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Methamphetamin	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
3-Methoxytyramin	EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM198A
Methylmalonsäure	Serum, EDTA-Plasma, Urin	LC-MS/MS	AMPM149D
Methylphenidat	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Mexiletin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Mianserin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Midazolam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
a-Hydroxy-Midazolam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Milnacipran	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Mirtazapin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nor-Mirtazapin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Moclobemid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Morphin	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
6-Monoacetylmorphin	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Mycophenolsäure	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Mycophenolsäure Glucuronid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
M8-Nelfinavir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Nelfinavir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Nevirapin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Nikotin	Urin	LC-MS/MS	AMPM182G
Nitrazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
7-Amino-Nitrazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Norbuprenorphin	Urin, Vollblut, Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM182G
Norbuprenorphin	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Norclobazam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nordiazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nordiazepam	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Norfentanyl	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Normethanephrin	EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM198A
Nortilidin	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C

Nortriptylin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
O-Desmethylvenlafaxin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
O-Nortramadol	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Olanzapin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Opipramol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Oxazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Oxazepam	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Oxycodon	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Paracetamol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Paroxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Perazin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Perphenazin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Pimozid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Pipamperon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Prazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Pregabalin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Promethazin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Propafenon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Prothipendyl	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Protryptilin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Pyrimethamin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM157H
Drogen und Medikamente	Urin, Vollblut, Serum, EDTA-	LC-MS/MS	AMPM182G
Quetiapin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nor-Quetiapin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Raltegravir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Reboxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Rilpivirin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Risperidon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
9-OH-Risperidon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Ritalinsäure	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Ritonavir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Rufinamid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Saquinavir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Sertindol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Sertralin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nor-Sertralin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Sirolimus	Vollblut, EDTA-Blut	LC-MS/MS	AMPM186E
Sulfadiazin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM157H
Sulforidazin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Sulpirid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Tacrolimus	Vollblut, EDTA-Blut	LC-MS/MS	AMPM186E
Temazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Tetrazepam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
THC-COOH	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Thioridazin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Tianeptin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Tilidin	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Tipranavir	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM159J
Topiramat	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Tramadol	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
Tranylcypromin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Trazodon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Triazolam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
a-Hydroxy-Triazolam	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Trimipramin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Nor-Trimipramin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Venlafaxin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Venlafaxin	Vollblut (kapillar)	LC-MS/MS	AMPM137C
O-Desmethyl-Venlafaxin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Vigabatrin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Vilazodon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Vortioxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Zaleplon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Ziprasidon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Zolpidem	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Zonisamid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Zopiclon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Zotepin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J
Zuclopenthixol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	AMPM100J

Untersuchungsart:

Chromatographie - Gaschromatographie (GC)^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
1,1.1-Trichlorethan	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
1,2-Dichlorethan	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
Aceton	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
Benzol	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
2-Butanon	Urin	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM178B
Chloroform	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
cis-1,2-Dichlorethen	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
Dichlormethan	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
Ethylbenzol	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
Fettsäuren	EDTA-Blut, Serum	GC-MS	AMPM117G
2,5-Heptandion	Urin	GC-MS	AMPM188C
2,5-Hexandion	Urin	GC-MS	AMPM188C
4,5-dihydroxy-2-Hexanon	Urin	GC-MS	AMPM188C
Methanol	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126B
Omega-3-Fettsäuren	EDTA-Blut, Serum	GC-MS	AMPM117F
Omega-6-Fettsäuren	EDTA-Blut, Serum	GC-MS	AMPM117F
Mesitylen	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
Drogen und Medikamente	Urin, Magenspülflüssigkeit, Serum, EDTA-Plasma	GC-MS	AMPM109R
Styrol	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
Tetrachlorethen	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Tetrachlorkohlenstoff	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
Toluol	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
Trichlorethen	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G
Xylole	EDTA-Blut	GC-MS /-ECD /-FID	AMPM126G

Untersuchungsart:
Chromatographie - Hochleistungsflüssigkeitschromatographie,
Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie
(HPLC, UHPLC)^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Adrenalin	Urin	HPLC-ECD	AMPM113H
Carbamazepin-Epoxid	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM104G
CDT	Serum	HPLC/ UV-VIS	AMPM170E
Coenzym Q10	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM124M
o-Cresol	Urin	HPLC-Fluoreszenz	AMPM145D
Dopamin	Urin	HPLC-ECD	AMPM113H
Ethosuximid	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM104G
Glutathion, gesamt und freies	EDTA-, Heparinblut	HPLC/ Fluoreszenz	AMPM125H
Glutathiondisulfid	EDTA-, Heparinblut	HPLC/ Fluoreszenz	AMPM125H
HbA2	EDTA-Blut	HPLC/ UV-VIS	AMPM171D
HbF	EDTA-Blut	HPLC/ UV-VIS	AMPM171D
Hippursäure	Urin	HPLC/ UV-VIS	AMPM115E
Homovanillinmandelsäure	Urin	HPLC-ECD	AMPM114G
10-Hydroxycarbamazepin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM104G
5-Hydroxy-Indolessigsäure	Urin	HPLC-ECD	AMPM114G
Mandelsäure	Urin	HPLC/ UV-VIS	AMPM115E
Metanephrin	Urin	HPLC-ECD	AMPM118I
Methylhippursäure	Urin	HPLC/ UV-VIS	AMPM115E
Noradrenalin	Urin	HPLC-ECD	AMPM113H
Normetanephrin	Urin	HPLC-ECD	AMPM118I
Oxcarbazepin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM104G
Phenylglyoxylsäure	Urin	HPLC/ UV-VIS	AMPM115E
Primidon	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM104G
Serotonin	Urin	HPLC-ECD	AMPM108K
Sultiam	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM104G
Vanillinmandelsäure	Urin	HPLC-ECD	AMPM114G
Vitamin A (Retinol)	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM116H
Vitamin B1 (Thiaminphosphat)	EDTA-Blut	HPLC-Fluoreszenz	AMPM169E
Vitamin B2 (Riboflavin)	EDTA-Blut, Serum, EDTA-Plasma	HPLC-Fluoreszenz	AMPM102H
Vitamin B6 (Pyridoxalphosphat)	EDTA-Blut	HPLC-Fluoreszenz	AMPM169E
Vitamin C	Serum	HPLC/ UV-VIS	AMPM138B
Vitamin E (alpha-Tocopherol)	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM116H
Vitamin K1	Serum, Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM123E
Vitamin K2-MK4	Serum, Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM123E
Vitamin K2-MK7	Serum, Plasma	HPLC/ UV-VIS	AMPM123E

Untersuchungsart:
Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen)^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Basophile Granulozyten	EDTA-, Citratblut	durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung	AMLG226L
Eosinophile Granulozyten	EDTA-, Citratblut	durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung	AMLG226L
Erythrozyten	EDTA-, Citratblut	durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung	AMLG226L
Hämatokrit	EDTA-, Citratblut	Berechnung	AMLG226L
Leukozyten	EDTA-, Citratblut	durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung	AMLG226L
Lymphozyten	EDTA-, Citratblut	durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung	AMLG226L

MCHC	EDTA-, Citratblut	Berechnung	AMLG226L
MCH/HABE	EDTA-, Citratblut	Berechnung	AMLG226L
MCV	EDTA-, Citratblut	durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung	AMLG226L
Monozyten	EDTA-, Citratblut	durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung	AMLG226L
Neutrophile Granulozyten	EDTA-, Citratblut	durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung	AMLG226L
Retikulozyten	EDTA-, Citratblut	durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung	AMLG226L
Thrombozyten	EDTA-, Citratblut	durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung	AMLG226L

Untersuchungsart:

Elektrochemische Untersuchungen^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Chlorid	Serum, Li-Heparinplasma, Urin	Ionenselektive Messung	AMLG102I
Fluorid	Urin	ISE	AMPM235E
Kalium	Serum, Li-Heparinplasma, Citratplasma, Urin	Ionenselektive Messung	AMLG102I
Natrium	Serum, Li-Heparinplasma, EDTA-Plasma, Urin	Ionenselektive Messung	AMLG102I

Untersuchungsart:

Elektrophorese^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Serumproteine	Serum	Kapillarelektrophorese	AMLG101I
Harnproteine, Liquorproteine	Urin, Liquor	Elektrophorese	AMLG206J
Harnproteine	Urin	Gel-Elektrophorese (SDS-PAGE)	AMLG221M
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Monoklonale Immunglobuline	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	AMLG238H
Oligoklonales Immunglobulin G	Serum, Liquor	Gel-Elektrophorese	AMLG236L
Lipide	Serum	Elektrophorese	AMLG268I

Untersuchungsart:

Koagulometrie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
APC-Resistenz	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC104L
Dabigatran	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC111G
Fibrinogenkonzentration	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC105K
Gerinnungsfaktor II	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC154J
Gerinnungsfaktor V	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC154J
Gerinnungsfaktor VII	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC154J
Gerinnungsfaktor VIII	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC154J
Gerinnungsfaktor IX	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC154J
Gerinnungsfaktor X	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC154J
Gerinnungsfaktor XI	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC154J
Gerinnungsfaktor XII	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC154J
Gerinnungsfaktor XIII	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC154J
Lupusantikoagulantien	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC132G
Partielle Thromboplastinzeit (PTT)	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC105K
Protein S	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC104L
freies Protein S	Citratplasma	Latex-Immunoassay	AMKC104L
Thrombinzeit (TZ)	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC105K

Thromboplastinzeit (Quick)	Citratplasma	koagulometrisch	AMKC105K
----------------------------	--------------	-----------------	----------

Untersuchungsart:

Ligandenassays^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
ACTH	EDTA-Plasma	CLIA	AMKC150G
Aldosteron	Serum, Urin	CLIA	AMSE187F
AFP	Serum	ECLIA	AMKC145H
Amphetamine, Designeramphetamin	Urin	CEDIA	AMPM181N
Androstendion	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE179D
Anti-Müller-Hormon	Serum, Heparinplasma	ECLIA	AMSE192G AMKC117I
Barbiturate	Urin	CEDIA	AMPM181N
Benzodiazepine	Urin	CEDIA	AMPM181N
β-HCG	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC106H
β-2-Mikroglobulin	Serum, Urin	CLIA	AMKC147F
β-CrossLaps	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC244D
Buprenorphin	Urin	CEDIA	AMPM181N
Biotin (Vitamin H)	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	EIA	AMSE195F
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
CA 15-3	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC106H
CA 19-9	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC106H
CA 72-4	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC106H
CA 125	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC106F
Calcitonin	Serum, Heparinplasma	CLIA	AMKC241C
Calprotectin	Stuhl	CLIA	AMSE229A
Cannabinoide	Urin	CEDIA	AMPM181N
Carbamazepin	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMKC112F
CEA	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC106H
Chromogranin A	EDTA-Plasma, Serum	EIA-CLIA	AMSE196D
Cortisol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC146H
C-Peptid	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC100I
Cyclosporin A	EDTA-Blut	ECLIA	AMKC202J
Cytokeratin 19 (CYFRA)	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC106H
Diaminooxidase	Serum	EIA	AMSE129H
D-Dimer (D-Dimer Exclusion II)	Citratplasma	ELFA	AMKC114G
Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEA)	Serum	ECLIA	AMKC106H
Digitoxin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC209I
Digoxin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC209I
Elastase-1	Stuhl	CLIA	AMSE142K
Ethanol	Serum	CEDIA	AMPM181N
Ethylglucuronid	Urin	CEDIA	AMPM181N
Ferritin	Serum	ECLIA	AMKC145H
Follikelstimulierendes Hormon (FSH)	Serum	ECLIA	AMKC145H
Folsäure	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC209I
Freies Trijodthyronin (FT3)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC230E
Freies Thyroxin (FT4)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC230E
Gastrin	Serum	CLIA	AMKC246C
Human Growth Hormon (HGH)	Serum	ECLIA	AMKC144H
Histamin	EDTA-Plasma	EIA	AMSE118K
Holotranscobalamin	Serum	EIA	AMSE194E

Homocystein	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	CLIA	AMKC150I
Humanes Choriongonadotropin (HCG)	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC106H
Humane plazentare alkalische Phosphatase (hPLAP)	Serum, EDTA-Plasma	EIA	AMSE150C
Inhibin B	Serum, EDTA-Heparin-Plasma	EIA	AMSE127G
Insulin	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC198A
Insulin like growth Factor 1 (IGF-1)	Serum, Heparinplasma	CLIA	AMSE199C
Insulin like growth Factor binding Protein 3 (IGFBP-3)	Serum, Heparinplasma	ECLIA	AMKC153F
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Interleukin-2-Rezeptor	Serum	ECLIA	AMKC245C
Kokainmetaboliten	Urin	CEDIA	AMPM181N
Luteinisierendes Hormon (LH)	Serum	ECLIA	AMKC145H
Methadon	Urin	CEDIA	AMPM181N
Myoglobin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC252C
Neuronenspezifische Enolase (NSE)	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC106H
NT BNP	Serum, Heparinplasma	ECLIA	AMKC102G
Östradiol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC209I
Opiate	Urin	CEDIA	AMPM181N
Ostase (knochenalkalische Phosphatase BAP)	Serum	CLIA	AMSE211B
Osteocalcin	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC243A
Parathormon	EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC106H
Plattenepithelkarzinom-Antigen (SCC Antigen)	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC125F
Phenobarbital	Serum, Heparinplasma	CLIA	AMKC112F
Procalcitonin	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC110H
Progesteron	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC209I
17-OH-Progesteron	Serum, EDTA-Plasma	EIA	AMSE191G
Prolaktin	Serum	ECLIA	AMKC145G
Protein C Antigen	EDTA-Plasma, Lithiumheparinblut	ELFA	AMKC116G
Prostata-spezifisches Antigen (PSA)	Serum	ECLIA	AMKC145H
Prostata-spezifisches Antigen, freies (fPSA)	Serum	ECLIA	AMKC145H
Pyrilinks-D	Urin	CLIA	AMKC150G
Renin	EDTA-Plasma	CLIA	AMSE181C
Serotonin	Serum	ELISA	AMSE193F
Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG)	Serum	CLIA	AMKC150I
S100 Protein	Serum	ECLIA	AMKC107E
Testosteron, gesamt	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC209I
Testosteron, freies	Serum	RIA-EIA	AMSE198F
Theophyllin	Serum	CLIA	AMKC112F
Thyreoglobulin	Serum	ECLIA	AMKC106H
Thyreoida-stimulierendes Hormon (TSH)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC230E
Tissue Peptide Antigen (TPA)	Serum	CLIA	AMSE149C
Troponin I, High sensitiv	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELFA	AMKC113F
Tryptase	Serum, EDTA-Plasma	FEIA	AMKC168E
Valproinsäure	Serum, Heparinplasma	CLIA	AMKC112F
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version

Vancomycin	Serum, EDTA-Plasma	CEDIA	AMPM181N
Vitamin B12	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC209I
Vitamin D 1,25	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE200E
Vitamin D 3 (25-OH)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC242F

Untersuchungsart:

Mikroskopie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Differentialblutbild	EDTA-, Citratblut, Blutausstrich	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mit Farbstoffen	AMKC109F
Harnsediment	Urin	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	AMKC142E
Zelldifferenzierung	Liquor	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mit Farbstoffen	AMKC123F
Zellzahlbestimmung	Liquor	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	AMKC123F

Untersuchungsart:

Osmometrie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Osmolalität	Serum, Urin	Halb-Mikro-Osmometrie	AMLG239I

Untersuchungsart:

Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Urinstatus	Urin	Teststreifen	AMKC142F

Untersuchungsart:

Spektrometrie - UV-/VIS-Photometrie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
ACE	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG116H
Alanin-Aminotransferase (GPT)	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Photometrie	AMLG103L
Albumin	Serum	Photometrie	AMLG104J
Alkalische Phosphatase	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG103L
Alpha-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase (ADH)	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG103L
Ammoniak	EDTA-Plasma	Photometrie	AMLG116H
Alpha Amylase	Serum, Heparinplasma, Urin	Photometrie	AMLG103L
Anti-Faktor-Xa-Aktivität	Citratplasma	Photometrie	AMKC165G
Antithrombin III	Citratplasma	Photometrie	AMKC104I
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Aspartat-Aminotransferase (GOT)	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG103L
Bilirubin, gesamt	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Photometrie	AMLG104J
Bilirubin, direkt	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG104J
Calcium	Serum, Heparinplasma, Urin	Photometrie	AMLG104J
Calcium, ionisiert	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG104J
C1 Inhibitor Aktivität	Citratplasma	Photometrie	AMKC104J

Cholesterin	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Photometrie	AMLG104J
Cholinesterase (CHE)	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG103L
Creatinkinase (CK)	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG103L
Creatinkinase-MB	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG103L
Eisen	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG104J
Gamma-Glutamyl-Transferase (GGT)	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Photometrie	AMLG103L
Gesamteiweiß	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Photometrie	AMLG104J
Gesamteiweiß	Liquor, Urin	Photometrie	AMLG104J
Glucose	Natriumfluoridplasma, Serum	Photometrie	AMLG104J
Glucose	Urin	Photometrie	AMLG104J
Glucose	Liquor	Photometrie	AMLG104J
Glutamat-Dehydrogenase (GLDH)	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Photometrie	AMLG103L
Hämoglobin	EDTA-Blut, Citratblut	Photometrie	AMLG226I
Harnsäure	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Urin	Photometrie	AMLG104J
Harnstoff	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Urin	Photometrie	AMLG104J
HDL-Cholesterin	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG104J
Hydroxy-Butyrat-Dehydrogenase (HBDH)	Serum	Photometrie	AMLG104J
Kreatinin	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Urin	Photometrie	AMLG104J
Laktat	NAF-Plasma, Liquor	Photometrie	AMLG104J
Laktatdehydrogenase (LDH)	Serum, EDTA-Plasma	Photometrie	AMLG103L
LDL-Cholesterin	Serum, Heparinplasma	Photometrie	AMLG104J
Lipase	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Photometrie	AMLG103L
Magnesium	Serum	Photometrie	AMLG104J
Phosphat	Serum, Heparinplasma, Urin	Photometrie	AMLG104J
Plasminogen	Citratplasma	Photometrie	AMKC167C
Protein C	Citratplasma	Photometrie	AMKC104L
Saure Phosphatase	Serum	Photometrie	AMLG103L
Triglyceride	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Photometrie	AMLG104J

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Turbidimetrie/Immunturbidimetrie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Albumin	Serum, Urin, Liquor	Turbidimetrie	AMKC136F
Alpha-1-Antitrypsin	Serum, Heparinplasma	Turbidimetrie	AMKC136F
C1 (Esterase) Inhibitor	Serum	Turbidimetrie	AMKC136F
C3-Komplement	Serum	Turbidimetrie	AMKC136F
C4-Komplement	Serum	Turbidimetrie	AMKC136F
Coeruloplasmin	Serum, EDTA-Plasma	Turbidimetrie	AMKC136F
Cystatin C	Serum, Heparinplasma	Turbidimetrie	AMKC136F
D-Dimer	Citratplasma	Turbidimetrie	AMKC129I
Haptoglobin	Serum	Turbidimetrie	AMKC136F
HbA1c	EDTA-Blut	Turbidimetrie	AMLG107K
Hämoglobin	Stuhl	Turbidimetrie	AMSE223A
Immunglobulin A	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Immunturbidimetrie	AMLG105H
Immunglobulin A	Serum, Liquor	Turbidimetrie	AMKC136F

Immunglobulin G	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Immunturbidimetrie	AMLG105H
Immunglobulin G	Serum, Liquor	Turbidimetrie	AMKC136F
Immunglobulin G, Subklassen	Serum	Turbidimetrie	AMKC136F
Immunglobulin M	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Immunturbidimetrie	AMLG105H
Immunglobulin M	Serum, Liquor	Turbidimetrie	AMKC136F
Leichtketten, freie (Kappa/Lambda)	Serum, Urin	Turbidimetrie	AMKC136F
Lipoprotein (a)	Serum	Turbidimetrie	AMKC136F
Rheumafaktor	Serum, EDTA-Plasma	Turbidimetrie	AMKC136F
Transferrin	Serum, EDTA-Plasma	Turbidimetrie	AMKC136F
Transferrin-Rezeptor, löslich	Serum	Turbidimetrie	AMKC136F
von Willebrand-Faktor Antigen	Citratplasma	Turbidimetrie	AMKC119H
Anti-Streptolysin	Serum	Immunturbidimetrie	AMLG105H
CRP	Serum, EDTA-Plasma, Lithiumheparinplasma	Immunturbidimetrie	AMLG105H

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Aluminium	Serum, EDTA-Plasma	AAS	AMPM214G
Aluminium	EDTA-, Heparinblut	AAS	AMPM216I
Cadmium	EDTA-Plasma, Heparinplasma, Serum	AAS	AMPM215G
Calcium	Serum, Urin	AAS	AMPM228K
Chrom	EDTA-Plasma, Heparinplasma, Serum	AAS	AMPM250G
Cobalt	EDTA-Plasma, Heparinplasma, Serum	AAS	AMPM251E
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Kupfer	Serum, EDTA-Plasma	AAS	AMPM224I
Lithium	Serum	AAS	AMPM228K
Magnesium	Urin, EDTA-Blut	AAS	AMPM228K
Nickel	EDTA-Plasma, Heparinplasma, Serum	AAS	AMPM218F
Selen	Serum	AAS	AMPM234G
Selen	EDTA-Blut	AAS	AMPM217G
Zink	Serum, Urin	AAS	AMPM234G
Zink	EDTA-Blut	AAS	AMPM228K
Zinn	Urin, Speichel	AAS	AMPM247G

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Massenspektrometrie^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Aluminium	Urin	ICP-MS	AMPM270B
Blei	Urin	ICP-MS	AMPM270B
Cadmium	Urin	ICP-MS	AMPM270B
Chrom	Urin	ICP-MS	AMPM270B
Cobalt	Urin	ICP-MS	AMPM270B
Eisen	Urin	ICP-MS	AMPM270B
Jod	Serum, Urin	ICP-MS	AMPM274C
Kupfer	Urin	ICP-MS	AMPM270B
Mangan	Urin	ICP-MS	AMPM270B
Nickel	Urin	ICP-MS	AMPM270B
Quecksilber	Urin, Speichel	ICP-MS	AMPM270B
Zink	Urin	ICP-MS	AMPM270B

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:
Durchflusszytometrie^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
CD3+ Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	AMSE136I
CD3+CD4+ Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	AMSE136I
CD3+CD8+ Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	AMSE136I
CD3+HLA-DR+ Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	AMSE136I
CD3-CD16+CD56+ Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	AMSE136I
CD3+CD16+CD56+ Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	AMSE136I
CD3+CD25+ Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	AMSE136I
CD8+CD38+ Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	AMSE136I
CD19+ Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	AMSE136I

Untersuchungsart:
Ligandenassays^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Acetylcholinrezeptor-AAK (ACRA)	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-	EIA	AMSE188E
Allergenspezifischer IgE-Antikörper (Rast)	Serum	CLIA	AMKC149H
Allergenspezifischer IgE-Antikörper (Rast)	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat- Plasma	CLIA	AMKC199C
Annexin V-IgG/IgM -Antikörper	Serum, EDTA-Plasma	EIA	AMSE159I
β2-Glycoprotein I-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-,Citrat-, Heparin- Plasma	CLIA EliA	AMSE137K-AMKC169B
Cardiolipin-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-,Citrat-, Heparin- Plasma	CLIA EliA	AMSE137K-AMKC169B
CCP-Antikörper	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC247E
CENP B -Antikörper, IgG	Serum, EDTA-Plasma	Immunoblot	AMSE126H
dsDNS-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE170G
DFS70-AK, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat- Plasma	Immunoblot	AMSE126H
ENA, IgG	Serum	CLIA	AMSE110C
GAD-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-Plasma	EIA	AMSE158D
Gangliosid-Antikörper, IgG/IgM	Serum	Immunoblot	AMSE168D
Glomeruläre Basalmembran-AAK (GBMA)	Serum, EDTA-Plasma	EIA	AMSE159I
Gliadin-DGP-Antikörper, IgA	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE151I
Gliadin-DGP-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE151I
gp210-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat- Plasma	Immunoblot	AMSE153D
Histon-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat- Plasma	Immunoblot	AMSE126F
Immunglobulin E, gesamt	Serum	CLIA	AMKC147F
Insulin-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-Plasma	EIA	AMSE159I
Jo-1-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat- Plasma	Immunoblot	AMSE175D, AMSE126G
Ku-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat- Plasma	Immunoblot	AMSE175D, AMSE126G
Leber-Cytosol-Antigen Typ 1- Antikörper, IgG (LC-1)	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat- Plasma	Immunoblot	AMSE153D
Leber-Niere-Mikrosomen- Antikörper, IgG (LKM-1)	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat- Plasma	Immunoblot	AMSE153D
MCV-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma	EIA	AMSE159I
Mitochondrien-Typ 2-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat- Plasma	Immunoblot	AMSE153D, AMSE126G

Mi-2-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE175D
MPO-Antikörper, IgG, quantitativ	Serum	CLIA	AMSE213B
Myositis-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE175D
Nukleosomen-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE126H
PCNA-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE126H
Pm-Scl-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE175D
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
PML-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE153D
PR3-Antikörper, quantitativ	Serum	CLIA	AMSE213B
ribosomales P-Protein-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE126H
RNP/Sm-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE126H
SLA/LP-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE153D
Sm-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE126H
Spermatozoen-Antikörper, IgG	Serum	EIA	AMSE230D
SS-A-Antikörper, IgG (nativ + Ro52)	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE126H
SS-B-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE126H
Scl-70-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE126H
sp100-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma	Immunoblot	AMSE153D
Tg-Antikörper	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC251F
TPO-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC251F
Transglutaminase-Antikörper, IgA	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE151I, AMSE234A
Transglutaminase-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE151I
TSH-Rezeptor-AAK (TRAK)	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC251F

Untersuchungsart:

Mikroskopie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
ANCA (Antikörper gegen neutrophile Granulozyten)	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE103G, AMSE1080F
ANA, IgG (Anti-Nukleäre Antigene)	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE180F AMSE103G
AMA, IgG (Anti-Mitochondrien)	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE180F, AMSE103G
BPAG 180-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE176D, AMSE180F
BPAG 230-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE176D, AMSE180F
Desmoglein 1-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE176D, AMSE180F
Desmoglein 3-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE176D, AMSE180F
Endomysium-Antikörper, IgA (EMA)	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE180F, AMSE103G

epidermale Basalmembran-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE176D, AMSE180F
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Hu-Antikörper, IgG/IgM/IgA (ANNA-1)	Serum, EDTA-Plasma, Liquor	IFT	AMSE185E, AMSE180F
Intrinsic-Faktor Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE203E, AMSE180F
LKM-1-Antikörper, IgG (Leber-Niere-Mikrosomen-Antikörper)	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE180F, AMSE103G
LMA-Antikörper, IgG (Lebermembranantigen)	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE103G, AMSE108F
Pankreas-Inselzellen-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE190E
Parietalzellen-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-Plasma	IFT	AMSE156C
Phospholipase-A2-Rezeptor-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE163E, AMSE180F
Ri-Antikörper-IgG/IgM/IgA (ANNA-2)	Serum, EDTA-Plasma, Liquor	IFT	AMSE185E, AMSE180F
SMA-IgG (glatte Muskulatur)	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE103G, AMSE180F
Stachelzell-desmosomen-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE176D, AMSE180F
Thrombospondin type-1 domain-containing protein 7A (THSD7A)	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	IFT	AMSE163E, AMSE180F
Yo-Ak-IgG/IgM/IgA (Purkinje-Zellen)	Serum, EDTA-Plasma, Liquor	IFT	AMSE185E, AMSE108F

Untersuchungsgebiet: Humangenetik (Molekulare Humangenetik)

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; Testmaterial)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Hereditäre Fructoseintoleranz (ALDOB-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	AMMO177/F
Hämoglobinopathie (Alpha-/Beta-Globingenlocus) HBA1, HBA2, HBB	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung, Fragmentanalyse	AMMO189/E
Thrombophilie (F5-Gen: HR2 (dbSNP rs1800595))	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	Realtime-PCR, Schmelzpunktanalyse	AMMO172/G
Faktor VII-Mangel (F7-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	AMMO187/F
Morbus Fabry (GLA-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	AMMO181/F
Laktoseintoleranz (LCT -14055 bis -13826-Region)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	AMMO190/D
Familiäres Mittelmeerfieber (MEFV-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	AMMO176/F
Thrombophilie/Protein C-Mangel (PROC-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	AMMO178/F
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; Testmaterial)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Thrombophilie/Protein S-Mangel (PROS1-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	AMMO175/F
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (SERPINA1-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	AMMO192/D
Thrombophilie/ Antithrombin-mangel (SERPINC1-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	AMMO180/F
Crigler-Najjar-Syndrom (UGT1A1-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	AMMO185/F

Morbus Meulengracht (UGT1A1-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	AMMO185/F
Y-chromosomale Mikrodeletion der AZF-Regionen	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	Multiplex-PCR/ Gelelektrophoretische Detektion	AMMO188/D
Hereditäre Fructoseintoleranz (ALDOB-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	MLPA	AMMO177/F
Hämoglobinopathie (Alpha-/Beta-Globingenlocus) HBA1, HBA2, HBB	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	MLPA	AMMO189/E
Morbus Fabry (GLA-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	MLPA	AMMO181/F
Thrombophilie/Protein S-Mangel (PROS1-Gen)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	MLPA	AMMO175/F
Thrombophilie (F2-Gen: dbSNP rs1799963)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	Realtime-PCR, Schmelzpunktanalyse	AMMO132/J
Thrombophilie (F5-Gen Leiden Variante)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	Realtime-PCR, Schmelzpunktanalyse	AMMO129/J
Hämochromatose (HFE-Gen: H63D (dbSNP rs1799945), C282Y (rs1800562))	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	Duplex-Realtime-PCR, Schmelzpunktanalyse	AMMO139/L
HLA B*27	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	Realtime-PCR, Schmelzpunktanalyse	AMMO146/L
Abacavir-Hypersensitivität (HLA B*5701)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	Realtime-PCR	AMMO165/I
Zöliakie (HLA-DQ2/DQ8)	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	Microarray	AMMO164/E
Laktoseintoleranz (LCT -13910C>T (dbSNP rs4988235), -22018G>A (dbSNP rs182549))	EDTA-Blut, Citrat-Blut, Wangenabstriche; DNA	Realtime-PCR, Schmelzpunktanalyse	AMMO134/G
Hyperhomocysteinämie/Thrombophilie (MTHFR-Gen: 677C>T (dbSNP rs1801133))	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	Realtime-PCR, Schmelzpunktanalyse	AMMO133/J
Thrombophilie (PAI-1-Gen: -675 4G/5G (dbSNP rs1799889))	EDTA-Blut, Citrat-Blut; DNA	Realtime-PCR, Schmelzpunktanalyse	AMMO137/H

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Candida spp.-Antikörper, IgG/IgM/IgA	Serum, EDTA-Plasma	ind. Hämagglutination	AMSE116D
Staphylosin-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma	Latex-Agglutination	AMSE117E
Toxoplasma gondii-Antikörper, IgA/IgM	Serum, EDTA-Plasma	Agglutinationsassay	AMSE120G
Treponema pallidum Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Liquor	Hämagglutination (TPHA)	AMSE122N
Treponema pallidum	Serum	Latex-Agglutination (VDRL-Test)	AMSE124H
Escherichia coli	Kulturisolate	Agglutination	AMMI125E
Haemophilus influenzae Typ B	Kulturisolate	Agglutination	AMMI119G
Salmonella spp.	Kulturisolate	Agglutination	AMMI113E
Shigella spp.	Kulturisolate	Agglutination	AMMI113E
Staphylococcus aureus	Kulturisolate	Latex-Agglutination	AMMI102I
Staphylococcus aureus, MRSA	Kulturisolate	Latex-Agglutination	AMMI102I
Streptococcus spp.	Kulturisolate	Agglutination	AMMI103G
Yersinia enterocolitica	Kulturisolate	Agglutination	AMMI122B

Untersuchungsart:

Empfindlichkeitstestungen^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
--------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------

Bakterien, anaerob	Kulturisolat	Agardiffusion	AMMI123H
Bakterien, aerob	Kulturisolat	Agardiffusion	AMMI117L
Bakterien, Pilze	Kulturisolat	E-Test	AMMI117L
Bakterien, anspruchsvoll Campylobacter	Kulturisolat	Agardiffusion	AMMI107G
Bakterien, anspruchsvoll Corynebacterium spp.	Kulturisolat	Agardiffusion	AMMI115E
Bakterien, anspruchsvoll Helicobacter pylori	Kulturisolat	E-Test	AMMI110G
Enterobacteriaceae, Nonfermenter, Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp.	Kulturisolat	MHK-Bestimmung	AGMI107F, AMMI100I, AMMI102I, AMMI103G
Haemophilus influenzae	Kulturisolat	Agardiffusion	AMMI119H
Moraxella spp.	Kulturisolat	Agardiffusion	AMMI119H
Mycoplasma hominis	Flüssigkultur	Bouillondilution	AMMI114G
Neisseria gonorrhoeae	Kulturisolat	E-Test	AMMI118F
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Pasteurella spp.	Kulturisolat	Agardiffusion	AMMI119H
Ureaplasma spp.	Flüssigkultur	Bouillondilution	AMMI114G
Bakterien mit speziellen	Kulturisolat	Agardiffusion (mCIM)	AMMI135A
Bakterien mit speziellen	Kulturisolat	Immunchromatographie	AMMI135A
Bakterien mit speziellen Resistenzmechanismen	Kulturisolat	Agardiffusion (Hodge-Test)	AMMI133A

Untersuchungsart:

Erregerdifferenzierung/-identifizierung/-typisierung^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Aerobe Bakterien	Kulturisolat	Orientierende Verfahren: Katalase	AMMI102G
Aerobe Bakterien	Kulturisolat	Orientierende Verfahren: Oxidase	AMMI100I
Aerobe Bakterien	Kulturisolat	einfaches Verfahren: Kligler	AMMI113E
Staphylococcus spp.	Kulturisolat	einfaches Verfahren: Koagulase	AMMI102I
Aerobe gramnegative Stäbchen	Kulturisolat	biochemisch	AMM106E, AMMI100I
Anaerobe Bakterien	Kulturisolat	biochemisch	AMMI123H
Campylobacter spp.	Kulturisolat	biochemisch	AMMI107G
Candida spp., Hefen	Kulturisolat	biochemisch	AMMI126F
Corynebacterium spp.	Kulturisolat	biochemisch	AMMI115E
Gardnerella vaginalis	Kulturisolat	biochemisch	AMMI101E
Helicobacter pylori	Kulturisolat	biochemisch	AMMI110G
Haemophilus spp.	Kulturisolat	biochemisch	AMMI119H
Moraxella spp., Pasteurella spp.	Kulturisolat	biochemisch	AMMI119H
Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.	Flüssigkultur	biochemisch	AMMI114G
Staphylococcus spp.	Kulturisolat	biochemisch	AMMI102G
Streptococcus spp.	Kulturisolat	biochemisch	AMMI103G
Aerobe, mikroaerophile und anaerobe Bakterien	Kulturisolat	Massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	AMMI132D
Hefen, Dermatophyten, Schimmelpilze	Kulturisolat	Massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	AMMI132D

Untersuchungsart:

Kulturelle Untersuchungen^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Aeromonas spp.	Abstriche, BAL, Blutkultur, Katheter, Liquor, Punktate, Sputum, Urin, Stuhl	Kulturelle Anzucht	AMMI100I, AMMI111D
Aktinomyzeten	Sputum, Bronchialsekret, Abszess, Harn, Blut, Eiter, Gewebsflüssigkeit, Fistelsekret, Biopsiematerial	Kulturelle Anzucht	AMMI121E
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Alcaligenes spp.	Abstriche, BAL, Blutkultur, Katheter, Liquor, Punktate, Sputum, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI100I
Anaerobe Bakterien	Punktate, Ascites, Pericardflüssigkeit, Wundabstriche, Peritonealsekrete, Cervix-, Uterussekrete, Knochen, Biopsiematerial, Blutkulturen, Liquor, Analabszesse, Ohr-, Kieferhöhlenabstrich	Kulturelle Anzucht	AMMI123H
Aspergillus spp.	Aspirat, BAL, Trachealsekret, Blutkultur	Kulturelle Anzucht	AMMI126G
Bacteroides spp.	Abszess-, Wundmaterial, Aszites, Pericardflüssigkeit, Peritonealsekret, Biopsiematerial, Blutkulturen, Knochenmaterial, Aspriat	Kulturelle Anzucht	AMMI123H
Burkholderia cepacia	Abstriche, BAL, Blutkultur, Katheter, Liquor, Punktate, Sputum, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI100I
Mikroorganismen (Bakterien und Hefen)	Vollblut venös, arteriell, Liquor, Pleurapunktat, Aszites in entsprechenden Kulturflaschen	Kulturelle Anzucht, automatisiert	AMMI108F
Campylobacter spp.	Stuhl, Rektalabstriche, Blutkultur	Kulturelle Anzucht	AMMI107G
Candida spp.	Abstriche, Sputum, Bronchial-, Trachealsekret, Bronchiallavage, Katheterspitzen, Blutkulturen, Biopsiematerial, Punktate, Stuhl, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI126G
Chryseobacterium spp.	Abstriche, BAL, Blutkultur, Katheter, Liquor, Punktate, Sputum, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI100I
Clostridioides difficile	Stuhl, Rektumabstriche	Kulturelle Anzucht	AMMI112G
Clostridium spp.	Abszess-, Wundmaterial, Aszites, Pericardflüssigkeit, Peritonealsekret, Biopsiematerial, Blutkulturen, Knochenmaterial, Aspriat	Kulturelle Anzucht	AMMI123H
Corynebacterium spp.	Abstriche, Liquor, Blutkulturen, Katheterurin, Bronchialsekret, Eiter, Implantate, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI115E
Dermatophyten	Haut, Nagel, Haare	Kulturelle Anzucht	AMMI126G, AMMI208D
Enterobacterales	Harn, Stuhl, Blutkulturen, Katheter, Abstriche, Sekrete, Punktate, Liquor, Bronchiallavage, Ejakulate	Kulturelle Anzucht	AMMI106E
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Enteropathogene E. coli	Stuhl, Rektalabstriche, Darmbiopsien	Kulturelle Anzucht	AMMI125E

Enterococcus spp.	Abstriche aller Art, BAL, Blutkulturen, Punktate, Sekrete, Sperma, Sputum, Prostataexprimat, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI127D
Gardnerella vaginalis	Zervix-, Vaginal-, Urethralabstriche	Kulturelle Anzucht	AMMI101F
Haemophilus spp.	Abstriche und Sekrete aus dem Respirationstrakt, Augen-, Ohrabstrich, Blutkultur, Eiter, Liquor	Kulturelle Anzucht	AMMI119H
Helicobacter pylori	Magenschleimhautbiopsat	Kulturelle Anzucht	AMMI110G
Listeria spp.	Blut, Liquor, Stuhl, Amnionflüssigkeit, Mekonium, Sektionsmaterial	Kulturelle Anzucht	AMMI120C
Moraxella spp.	Abstriche, überwiegend aus dem Nasopharynx, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI119H
Mycobacterium spp.	Sputum, Bronchiallavage, -sekret, Trachealsekret, Punktate, Liquor, Urin, Magensaft, Stuhl, Abstriche	Kulturelle Anzucht	AMMI109H
Mycoplasma hominis	Harn, Ejakulat, Urogenitalabstrich	Kulturelle Anzucht	AMMI114G
Neisseria spp.	Urethralabstriche, Zervikalsekret, Rektalabstriche, Blut, Gelenkpunktat, Liquor, Abstriche aus dem Respirationstrakt	Kulturelle Anzucht	AMMI118F
Pasteurella spp.	Abstriche, Eiter, Liquor, Wundabstriche nach Tierbiss	Kulturelle Anzucht	AMMI119H
Plesiomonas shigelloides	Stuhl, Rektalabstriche, Wund- und Ohrabstriche	Kulturelle Anzucht	AMMI111D
Peptococcus spp, Peptostreptococcus spp.	Abszess-, Wundmaterial, Aszites, Pericardflüssigkeit, Peritonealsekret, Biopsiematerial, Blutkulturen, Knochenmaterial, Aspriat	Kulturelle Anzucht	AMMI123H
Porphyromonas spp., Prevotella spp.	Abszess-, Wundmaterial, Aszites, Pericardflüssigkeit, Peritonealsekret, Biopsiematerial, Blutkulturen, Knochenmaterial, Aspriat	Kulturelle Anzucht	AMMI123H
Pseudomonas spp.	Abstriche, Sputum, Bronchiallavage, Trachelasekret, Bronchialsekret, Punktate, Liquor, Gelenkpunktat, Harn, Blutkultur, Venenkatheter	Kulturelle Anzucht	AMMI100I
Ralstonia spp.	Abstriche, BAL, Blutkultur, Katheter, Liquor, Punktate, Sputum, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI100I
Salmonella spp.	Blutkultur, Darmbiopsie, Rektalabstriche, Stuhl, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI113E
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Sprosspilze	Körperflüssigkeiten, Sekrete, Gewebe, Haare, Nagelmaterial, Hautmaterial, Stuhl, Urin, Sputum, BAL, Abstriche aus dem Respirationstrakt, Abstriche aus dem Uro-Genitaltrakt, Wundabstriche	Kulturelle Anzucht	AMMI126G
Schimmelpilze	Körperflüssigkeiten, Sekrete, Gewebe, Haare, Nagelmaterial, Hautmaterial, Stuhl, Urin, Sputum, BAL, Abstriche aus dem Respirationstrakt, Abstriche aus dem Uro-Genitaltrakt, Wundabstriche	Kulturelle Anzucht	AMMI126G

Shigella spp.	Blutkultur, Darmbiopsie, Rektalabstriche, Stuhl, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI113E
Staphylococcus spp. (inklusive MRSA)	Abstriche von der Haut, Abstriche aus dem Respirationstrakt, Abstriche aus dem Uro-Genitaltrakt, Wundabstriche, Augenabstriche, Abszessabstriche, Eiterabstriche, Rektumabstriche, Katheterspitzen, Sputum, Trachealsekret, Spülflüssigkeit, Bronchiallavage, Liquor, Blutkulturen, Gelenkflüssigkeiten, Urin, Keimträger	Kulturelle Anzucht	AMMI102I
Stenotrophomonas maltophilia	Abstriche, BAL, Blutkultur, Katheter, Liquor, Punktate, Sputum, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI100I
Streptococcus spp.	Abstriche, Blutkulturen, Liquor, Venenkatheter, Punktate, Urin, Keimträger, Sekrete	Kulturelle Anzucht	AMMI103H
Ureaplasma spp.	Abstriche aus dem Urogenitaltrakt, Ejakulat, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI114G
Veillonella spp.	Abszess-, Wundmaterial, Aszites, Pericardflüssigkeit, Peritonealsekret, Biopsiematerial, Blutkulturen, Knochenmaterial, Aspiat	Kulturelle Anzucht	AMMI123H
Vibrio spp.	Stuhl, Rektalabstriche, Blutkultur, Erbrochenes	Kulturelle Anzucht	AMMI111D
Yersinia spp.	Blutkultur, Darmbiopsie, Rektalabstriche, Stuhl, Urin	Kulturelle Anzucht	AMMI122C

Untersuchungsart:

Ligandenassays^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Bordetella pertussis-Antikörper, IgG/IgM/IgA	Serum, EDTA-Plasma	EIA	AMSE105G
Bordetella pertussis-Antikörper, IgG/IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE231B
Borrelia burgdorferi-Antikörper,	Serum, EDTA-Plasma, Liquor	CLIA	AMSE131G
Borrelia burgdorferi-Antikörper,	Serum, EDTA-Plasma, Liquor	MBA	AMSE174G
Campylobacter-Antikörper, IgG/IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE132A
Candida albicans-Antikörper, IgG/IgM/IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	EIA	AMSE101E
Candida albicans-Antigen	Serum	EIA	AMSE228B
Corynebacterium diphtheriae-Antikörper, IgG	Serum	EIA	AMSE167F
Chlamydia pneumoniae-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma	EIA CLIA	AMSE121J
Chlamydia pneumoniae-Antikörper, IgG/IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE125F
Chlamydia psittaci-Antikörper, IgG/IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE125F
Chlamydia trachomatis-Antikörper, IgG/IgA	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE165C
Chlamydia trachomatis-Antikörper, IgG/IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE125F
Clostridioides difficile-Antigen	Stuhl	CLIA	AMSE102H
Clostridium tetani-Antikörper, IgG	Serum	EIA CLIA	AMSE167D- AMSE235A
Cryptosporidien-Antigen	Stuhl	EIA	AMSE100G

Entamoeba histolytica-Antigen	Stuhl	EIA	AMSE100G
Giardia lamblia-Antigen	Stuhl	EIA	AMSE100G
Helicobacter pylori-Antigen	Stuhl	CLIA	AMSE171F
Helicobacter pylori-Antikörper, IgG/IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	EIA	AMSE145I
Helicobacter pylori-Antikörper, IgG/IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE112F
Mycoplasma pneumoniae-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE184C
Mycoplasma pneumoniae-Antikörper, IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	CLIA	AMSE236A
Toxoplasma gondii-Antikörper, IgG/IgM	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	CLIA	AMSE152E
Toxoplasma gondii-Antikörper, IgG-Avidität	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	CLIA	AMSE152E
Toxoplasma gondii-Antikörper, IgG	Serum	Immunoblot	AMSE135B
Toxoplasma gondii-Antikörper, IgG/IgM/IgG-Avidität	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE160G
Treponema pallidum-Antikörper, IgG / IgM	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE154E
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Treponema pallidum-Antikörper, IgG/IgM	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE202E
Verotoxin 1 + 2 Antigen	Stuhlanreicherung	EIA	AMSE128G
Yersinia enterocolitica-Antikörper, IgG/IgA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA	AMSE134G
Yersinia enterocolitica-Antikörper, IgG/IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE114E

Untersuchungsart:

Mikroskopie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Angina Plaut Vincent (Fusobakterien, Borrelien)	Rachen-, Tonsillenabstrich	Hellfeldmikroskopie nach Färbung	AMMI200C
Bakterien, Pilze	Kulturmateriel, Originalmaterial	Hellfeldmikroskopie nach Färbung	AMMI200C
Dermatophyten	Kulturmateriel, Haut, Haar, Nagel	Hellfeldmikroskopie	AMMI126G
Haut-, Schimmelpilze	Kulturmateriel, Haut, Haar, Nagel	Hellfeldmikroskopie	AMMI126G
Meningitis-Erreger	Liquor, Kulturisolat	Hellfeldmikroskopie nach Färbung	AMMI200C
Säurefeste Stäbchen	Primärmaterial, Kulturisolat	Hellfeldmikroskopie nach Färbung	AMMI109H
Plasmodium spec. (Malaria-Parasiten)	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Färbung	AMKC108E
Parasiten und Wurmeier	Stuhl	Hellfeldmikroskopie	AMMI104G
Legionella-Species-Antikörper, IgG/IgM/IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	IFT	AMSE107G, AMSE180E
Treponema pallidum-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-Plasma	IFT	AMSE106J

Untersuchungsart:

Molekulargenetische Untersuchungsverfahren und -technik^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Bordetella pertussis- / B. parapertussis DNS	Nasen-, Rachenabstriche	Multiplex Realtime-PCR	AMMO161G
Bordetella pertussis/B. parapertussis und Bordetella holmesii- DNS	BAL, Sputum, Abstrich, Trachealsekret	Multiplex Realtime-PCR	AMMO163E
Borrelia burgdorferi-DNS	Liquor, Zecken, Punktate	Realtime-PCR	AMMO150F
Borrelia burgdorferi-DNS	Liquor, Punktate	Realtime-PCR	AMMO167B
Chlamydomphila pneumoniae-DNS	Abstrichmaterialien	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO168G

Chlamydia trachomatis-DNS	Urogenitalabstriche, Urin	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO143H
Chlamydia trachomatis-DNS	Abstriche, Urin	Realtime-PCR	AMMO162I
Helicobacter pylori und Clarithromycin-Resistenz	Biopsiematerial, Kulturmateri	Realtime-PCR	AMMO110K
Mycobacterium-tuberculosis-DNS	Kulturmateri, Liquor, Urin, Sputum, Trachealsekret, Magensaft, Bronchiallavage	Realtime-PCR	AMMO148H
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Mycobacterium-tuberculosis-Komplex-DNS und Rifampicinresistenz-assoziierte Mutationen	Liquor, Urin, Sputum, Trachealsekret, Magensaft, Bronchiallavage, Blut, Lymphknoten	Realtime-PCR	AMMO152G
Mycoplasma genitalum-DNS	Abstrichmaterialien, Urin	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO136G
Mycoplasma genitalum-DNS	Urogenitalabstriche, Urin	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO143H
Mycoplasma pneumoniae-DNS	Abstrichmaterialien	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO168G
MRSA	Abstrichmaterialien, Reinkulturen	Realtime-PCR	AMMO154F
Neisseria gonorrhoeae-DNS	Urogenitalabstriche, Urin	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO143H
Neisseria gonorrhoeae-DNS	Abstrichmaterialien, Urin	Realtime-PCR	AMMO162I
Toxoplasma-gondii-DNS	Liquor, Fruchtwasser, Nabelschnur, Plazenta, EDTA, Bronchiallavage, Knochenmark,	Realtime-PCR	AMMO159G
Trichomonas vaginalis	Abstrichmaterialien, Urin	Realtime-PCR	AMMO136G
Trichomonas vaginalis-DNS	Abstriche, Urin	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO174E
Ureaplasma parvum-DNS	Abstriche, Urin	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO174E
Ureaplasma urealyticum-DNS	Abstriche, Urin	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO174E

Untersuchungsart:
Zellfunktionsteste^[Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Freisetzung von IFN-γ nach Stimulation mit Antigenen von M. tuberculosis	Heparinplasma, Natrium-Citratblut	Zytokinfreisetzung, Messung Zytokin mittels IGRA	AMMI130B / AMMI131E

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:
Agglutinationsteste^[Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Epstein-Barr-Virus (EBV)	Serum	Latex-Agglutination (Mononukleose Schnelltest)	AMSE124G

Untersuchungsart:
Ligandenassays^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Anti-HBc quantitativ	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC134J
Anti-HBc qualitativ	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Citratplasma	CLIA	AMSE214B
Anti-HBc-IgM	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC134J
Anti-HBe	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC134J
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Anti-HBs	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC134J

CMV-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE109G
CMV-Antikörper, IgG-Avidität	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE109G
CMV-Antikörper, IgG/IgM/IgG-Avidität	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE169F
Dengue-Virus-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-, Heparinplasma	ELISA	AMSE219B
Dengue-Virus-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, CPD-Plasma	Immunoblot	AMSE220C
Dengue-Virus-NS1-Antigen	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	ELISA	AMSE219A
EBV EBNA-1-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE108E
EBV-Antikörper, IgM	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE108E
EBV VCA-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE108E
EBV-Antikörper, IgG/IgM/Avidität	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE173F
FSME-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma	EIA, CLIA	AMSE104O
Hanta-Virus-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-Plasma	Immunoblot	AMSE183E
Hepatitis-A-Virus-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-, Citrat- und Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC124J
HBe-Antigen	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC134J
HBs-Antigen	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC134J
HBs Antigen	Serum, EDTA-Plasma	ELFA	AMKC115H
HBs-Antigen, quantitativ	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citratplasma	CLIA	AMSE217A
HCV-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC128J
HCV-Antikörper	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE148F
Hepatitis D Antikörper	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE209C
Hepatitis E-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE207E
Hepatitis E-Antikörper, IgG/IgM	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE178D
HIV-1/2-Antikörper, p24 Antigen	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	ECLIA	AMKC201J
HIV-1/2-Antikörper, p24 Antigen	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Citratplasma	CLIA	AMSE216A
HIV-1/2-Antikörper	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE161D
HSV-1/2-Antikörper, IgG	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	CLIA	AMSE157D
HSV-2-Antikörper, IgG	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	CLIA	AMSE157D
HSV-1/2-Antikörper, IgM	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	CLIA	AMSE157D
HSV-1/2-Antikörper, IgG	Liquor	EIA	AMSE224B
Masernvirus-Antikörper, IgG/IgM	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	CLIA	AMSE205D
Masernvirus-Antikörper, IgG	Liquor	EIA	AMSE224B
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Mumpsvirus-Antikörper, IgG/IgM	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	CLIA	AMSE141F
Parvovirus-Antikörper, IgG/IgM	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	CLIA	AMSE113H
Parvovirus-Antikörper, IgG/IgM/Avidität	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	Immunoblot	AMSE140F
Rötelnvirus-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE147H
Rötelnvirus-Antikörper, IgG	Liquor	EIA	AMSE224B
SARS-CoV-2-Antikörper, IgG	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE227A
SARS-CoV-2-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	AMKC253A

Varizella Zoster Virus-Antikörper, IgA	Serum, Plasma (EDTA-, Heparin-, Citrat)	EIA-CLIA	AMSE130I
Varizella Zoster Virus-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AMSE138E
Varizella-Zoster-Virus-Antikörper, IgG	Liquor	EIA	AMSE224B
Zika-Virus-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	ELISA	AMSE218A
Zika-Virus-Antikörper, IgG/IgM	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, CPD-Plasma	Immunoblot	AMSE220C

Untersuchungsart:

Mikroskopie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Hanta-Virus-IgG/IgM Antikörper	Serum, EDTA-Plasma	IFT	AMSE182D

Untersuchungsart:

Molekulargenetische Untersuchungsverfahren und -technik^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Adenovirus-DNS	Abstriche, Stuhl	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO122I
Adenovirus-DNS	Stuhl	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO124H
Astrovirus-RNS	Stuhl	Multiplex-Realtime-RT-PCR	AMMO124H
Cytomegalie-Virus-DNS quantitativ	EDTA-Plasma	Realtime-PCR	AMMO121F
Epstein-Barr-Virus-DNS quantitativ	EDTA-Plasma	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO140C
Enterovirus-RNS	Liquor, Stuhl, Abstriche	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO117I
Enterovirus-RNS	Abstriche	Multiplex-Realtime-RT-PCR	AMMO122I
Enterovirus-RNS	Stuhl	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO124H
Hepatitis B-Virus-DNS quantitativ	EDTA-Plasma, Serum	Realtime-PCR	AMMO105I
Hepatitis C-Virus-RNS quantitativ	EDTA-Plasma, Serum	Realtime-PCR	AMMO105I
Hepatitis E-Virus-RNS qualitativ und quantitativ	EDTA-Plasma, Serum	Realtime-PCR	AMMO149F
HIV-RNS quantitativ	EDTA-Plasma	Realtime-PCR	AMMO105H
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
HPV-Subtypen, 14 High risk Typen	Endozervikale-Abstriche	Realtime-PCR	AMMO107L
HSV-DNS	Abstriche, Liquor	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO147J
Influenza-A/B-Virus-RNS	Nasopharyngealer Abstrich	Multiplex-Realtime-RT-PCR	AMMO102I/AMMO151J
Influenza-A/B-Virus-RNA, H1N1-Virus	Respiratorische Abstriche	Multiplex Realtime-PCR	AMMO125G
Norovirus-RNS	Stuhl	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO124H
Norovirus-RNS Genogruppe I + II	Stuhl	Realtime-PCR	AMMO153C
Parainfluenza-Virus-RNS	Respiratorische Abstriche	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO128J
Parvo B19-Virus-DNS, quantitativ	EDTA-Plasma, Serum	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO118H
Polyoma-Virus (BKV und JCV)-DNS	EDTA-Plasma, Liquor, Urin	Realtime-PCR	AMMO123H
Polyoma-BK-Virus-DNS	EDTA-Plasma	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO140C
Respiratory Syncytial Virus RNS	Abstriche	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO151J
Respiratory Syncytial Virus A/B RNS	Respiratorische Abstriche	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO125G
Respiratory Syncytial Virus RNS	Respiratorische Abstriche	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO102J
Rhinovirus-RNS	Respiratorische Abstriche	Multiplex-Realtime-RT-PCR	AMMO122I
Rotavirus-RNS	Stuhl	Multiplex-Realtime-RT-PCR	AMMO124H
SARS-CoV-2-Virus-RNA	Respiratorische Abstriche	Realtime- RT-PCR	AMMO102J/AMMO108E/ A
SARS-CoV-2-Virus-RNA	Abstriche	Multiplex-Realtime-PCR	AMMO151J

Varizella-Zoster-Virus-DNS	Abstriche, Liquor	Realtime-PCR	AMMO147J
Hepatitis C-Virus-RNA Genotypisierung	EDTA-Plasma, Serum	reverse dot-Hybridisierung	AMMO116H

Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste^[Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Antikörper-Suchtest	Vollblut, EDTA-Blut	Agglutination (Gelkarte)	AMKC103N
Antikörper-Differenzierung	Vollblut, EDTA-Blut	Agglutination (Gelkarte)	AMKC103N
Antikörper-Titer	Vollblut, EDTA-Blut	Röhrchen-Agglutination	AMKC103N
A-Untergruppen	Vollblut, EDTA-Blut	Agglutination (Gelkarte)	AMKC103N
Blutgruppenbestimmung	Vollblut, EDTA-Blut	Agglutination (Gelkarte)	AMKC103N
Direkter Coombstest	Vollblut, EDTA-Blut	Agglutination (Gelkarte)	AMKC103N
Indirekter Coombstest	Vollblut, EDTA-Blut	Agglutination (Gelkarte)	AMKC103N
Rhesusformel	Vollblut, EDTA-Blut	Agglutination (Gelkarte)	AMKC103N